












MEDICAL
progress

- ✓ 100% kompensuojami be priemokos
- ✓ Tą pačią dieną per 1 val.
- ✓ Jokių eilių

2023 metų UAB Medical Progress 100% kompensuojamų klausos aparatų katalogas


	Kompensacinė klasė	Modelis	Produktas	Gamintojas
1	KLA-1-1	ReSound KE 477 AudioService DUO 4 G5	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
2	KLA-1-2	ReSound KE 477 AudioService DUO 4 G5	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
3	KLA-1-3	ReSound KE 488 AudioService MOOD8 G6	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
4	KLA-1-4	ReSound ENZO 3D 598 HP 8 G5 AudioService HP 8 G4	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
5	KLA-2-1	ReSound Vea170 KE 177 AudioService DUO 4 G5	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
6	KLA-2-2	ReSound Vea170 KE 177 AudioService DUO 4 G5	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
7	KLA-2-3	ReSound Vea170 KE 177 AudioService DUO 4 G5	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
8	KLA-3-1	ReSound EY 288 AudioService DUO 4 G5	 www.medicalprogress.lt	ReSound AudioService
	KLA-3-2	ReSound Magna290 AudioService HP 4 G4		ReSound AudioService



MEDICAL

progress

- ✓ 100% kompensuojami be priemokos
- ✓ Tą pačią dieną per 1 val.
- ✓ Jokių eilių

					www.medicalprogress.lt
--	--	--	---	--	--

	Vidutinis stiprinimas, dB	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas, dB	Maksimalus garso išėjimo lygis, dB	Apatinė riba ne aukštesnė, Hz (dąžnių diapazonas)	Viršutinė riba ne žemesnė, Hz (dažnių diapazonas)	Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė	Modelis
1	0-50	46-60	110-130	250	7000	KLA-1-1 (tik vaikams)	ReSound KE 477 AudioService DUO 4 G5
2	51-60	56-65	125-136	250	7000	KLA-1-2 (tik vaikams)	ReSound KE 477 AudioService DUO 4 G5
3	61-70	65-75	130-140	250	6000	KLA-1-3 (tik vaikams)	ReSound KE 488 AudioServiceMO OD8 G6
4	71-90	76-90	139-144	250	4800	KLA-1-4 (tik vaikams)	ReSound ENZO 3D 598 HP 8 G5 AudioService HP 8 G4
5	≥70	42-52	116-126	250	6500	KLA-2-1 (tik suaugusiesiems)	ReSound Vea170 KE 177 AudioService DUO 4 G5
6	40-50	45-55	120-130	250	6000	KLA-2-2 (tik suaugusiesiems)	ReSound Vea170 KE 177 AudioService DUO 4 G5
7	51-60	56-65	125-136	250	6000	KLA-2-3 (tik suaugusiesiems)	ReSound Vea170 KE 177 AudioService DUO 4 G5
8	61-70	65-75	130-139	250	6000	KLA-3-1 (tik suaugusiesiems)	ReSound EY 288 AudioService DUO 4 G5
9	>71	76-90	139-144	250	4500	KLA-3-2 (tik suaugusiesiems)	ReSound Magna290 AudioService HP 4 G4



MEDICAL
progress

- ✓ 100% kompensuojami be priemokos
- ✓ Tą pačią dieną per 1 val.
- ✓ Jokių eilių



- ✓ 100% kompensuojami be priemokos
- ✓ Tą pačią dieną per 1 val.
- ✓ Jokių eilių

Kur gauti?

Vilnius, Baublio g. 2, (Inmedika klinikoje)

Telefonas: +370 675 92622

Elektroninis paštas: info@medicalprogress.lt

Vilnius, A. Vivulskio g. 7, (Inmedika klinikoje)

Telefonas: +370 675 92622 (reikalinga išankstinė registracija telefonu)

Elektroninis paštas: info@medicalprogress.lt

Kaunas, Vytauto pr. 13 (Fielmann optikos patalpose)

Telefonas: +370 616 57908

Elektroninis paštas: info@medicalprogress.lt

Klaipėda, Herkaus Manto g. 7 (Fielmann optikos patalpose)

Telefonas: +370 616 57903

Elektroninis paštas: info@medicalprogress.lt

Panevėžys, Laisvės a. 24 (Fielmann optikos patalpose)

Telefonas: +370 616 57905

Elektroninis paštas: info@medicalprogress.lt